


# Blodtrykksmåler – klar til bruk med ett trykk

## Veiledning for installasjon og bruk blodtrykksmåler

Installasjon og bruk av blodtrykksmåleren er så enkelt som det kan bli. Våre gatewayer er forhåndsconfigurert til å gjenkjenne enheten automatisk. Så snart du har satt inn batteriet og slått den på, er den klar – målingene sendes direkte til systemet uten behov for ekstra oppsett.



### Steg 1: Sett inn batterier

Du finner 3 stk AAA batterier. Sett disse inn i måleren

### Steg 2: Skru på apparatet

Finn "på" knappen og hold denne inne i 2 sekunder

### Steg 3: Ta målingen

Blodtrykk vises på skjermen, og lagres samtidig i skyløsningen for automatsik overvåking og trendanalyser