


# Innallasjon av Gateway


## Veiledning for innallasjon gateway.

Innallasjon av gateway er svært enkel og krever kun 3 enkle trinn. Enheten vil være klar til bruk og kobler seg til nett automatisk så snart man tilkobler spenning




### Steg 1:

Plasser enheten på et stabilt underlag i nærheten av seng eller stol hvor sensor skal monteres



### Steg 2:

Koble til senge-sensoren. Denne er merket med BCG\_UCx



### Steg 3:

Koble til USB kabel med 5V og innallasjonen er ferdig.